

Aprobat:

Presedinte al Directoratului – Director General Executiv-
Inginer Sef
Dan Dănulescu



92.10.2023

SPECIFICATIE TEHNICĂ INCUBATOR CU RĂCIRE – LABORATOR TOXICOLOGIE

1. UTILIZARE

Incubatorul cu răcire este utilizat la păstrarea probelor de poluanți atmosferici la 25°C, conform standardelor de metodă.

2. CERINTE TEHNICE

- incubator cu răcire Memmert model IPP30
- interior și exterior din oțel inox
- volum: 32L
- număr maxim rafturi: 3
- domeniu setare temperatură: 0÷70°C
- setare acuratețe: 0.1°C
- răcire cu element Peltier

3. ALTE CERINTE

3.1 Instalare și training: instalarea echipamentului și instruirea utilizatorilor cu privire la funcționare și întreținere

3.2 Documentație:

- manual de operare în limba română
- certificate de calitate și conformitate
- certificate calibrare producător
- certificat de etalonare cu siglă RENAR (la 10, 25 și 40°C)

3.3 Garanție: 12 luni

3.4. Întreținere: suport obligatoriu minim de 10 ani, cu piese de schimb și reparații de service

Avizat:

Director General Prowater-Ecosistem,  Mihaela Dunka

Întocmit:

Sef Laborator Toxicologie,



Daniela Rădulescu