



DETASURATA CIAPETULUI




SECȚIUNEA A-A



SECȚIUNEA B-B

SECȚIUNEA C-C



NOTA:

- 1 - Suprafața ciapetului trebuie să fie perfect curată și netedă
 - 2 - Se va verifica în mod special grosimea talpei din cauciuc în dreptul ciapetului
 - 3 - Masa ciapetului este calculată cu greutatea proprie de 25 kg/dm³
- Toleranța la greutate este de ± 0,0020 kg

50 (N)

84

15.03.2012

Actualizat stăp. 19.04.2012 Proiectant: Alexu Gh. Verificat: Marin Gh. Proiect: Bied G. Revizor: Puiu V. Proiectant: Bursuc Gh.	XX-CH-AL-13 741 Cr-130 STAS 3583-87 00828	R3.347.11-2.29
ICPRP	CIAPET TIP G1	

